

## Histowax<sup>™</sup>



REF  
00402-1  
00403

### AVSETT ÄNDAMÅL

Histowax<sup>™</sup> är ett paraffinvax avsett att användas vid in vitro-diagnostik för impregnering och inbäddning av histologiska och cytologiska humana vävnadsprover. Impregnering och inbäddning med Histowax<sup>™</sup> möjliggör avläsning för patologisk anatomisk diagnos och är avsedd att användas av utbildad personal på patologiska laboratorier.

### ANVÄNDNING

Histowax<sup>™</sup> är ett paraffinvax med smältpunkt på 56-58°C som används för impregnering och inbäddning av vävnadsprover för in vitro-diagnostik.

Det smälta paraffinet infiltrerar i vävnaden och först efter inbäddning när det stelnar bildar det en matris och förhindrar distorsion av vävnadsstrukturen under snittning.

Vävnaden flyttas direkt från det smälta paraffinet i infiltreringskärlet till en inbäddningsstation. Sedan läggs den i en inbäddningsform innehållande smält paraffin, när det stelnar är den redo för snittning.

### SPECIFIKATION

#### Sammansättning

Paraffin	>99 %
Inblandning	<1 %

#### Egenskaper

Smältpunkt	56-58°C
------------	---------

### ANVÄNDARINSTRUKTIONER

#### Förvaring och hållbarhet

Förvaras vid rumstemperatur, 18-25°C. Histowax ska även skyddas från fukt och damm.

Histowax<sup>™</sup> är hållbar 5 år från tillverkningsdatum. Hållbarheten efter öppnandet av förpackningen är samma som vid slutet förpackning. Utgångsdatum finns tryckt på förpackningens etikett.

#### Varningar/försiktighetsåtgärder för säker hantering

Ej klassificerad som farlig.

Sörj för god ventilation. Flytande vax: Hanteras varsamt då det smälta vaxet blir väldigt varmt. Använd skyddshandskar vid höga temperaturer. Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.

#### Avfallshantering

Histowax<sup>™</sup> är inte klassificerad som farligt avfall. Förbrukat Histowax<sup>™</sup> kan slängas med vanligt avfall. Histowax<sup>™</sup> kontaminerat med clearingmedel (Xylen eller HistoLab Clear) skall samlas upp och slängas enligt bestämmelser för Xylen eller HistoLab Clear.

### Provmaterial

Histowax<sup>™</sup> kan användas till fixerade och dehydrerade vävnadsprover som skall genomgå histologisk undersökning.

### Instruktion

#### Impregnering av vävnadsprov

Smälttemperaturen för paraffinet i instrumentet bör ställas ca 2°C över angiven smältpunkt för att det blir mer lättflytande.

Tid i dehydreringsutrustning kan variera beroende på vävnadstyp och tjocklek. Storsnitt och manuell impregnering kräver längre tid.

#### Snittning av paraffininbäddad vävnad

Snittning i mikrotom görs enligt vedertagen teknik med en inställning av snittjocklek på 2-5 µm. Sträckning av snitt görs i vattenbad inställt på ca: +45°C.

### YTTERLIGARE INFORMATION

Använd utrustning och reagens som lämpar sig för in vitro-diagnostik.

Alla allvarliga tillbud som har inträffat i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten.

### VERSIONSHISTORIK

Ändringar sedan förra versionen:  
Information om förvaring.

### KÄLLOR

Histotechnology A Self Instructional Text, Freida L. Carson  
Theory and Practice of Histological Techniques 3rd Edition, Bancroft/Stevens

Version / datum: v3-2022-10

Histolab Products AB



Södra Långebergsgatan 36  
SE-436 32 Askim, Sweden  
Tel: +46 31 709 30 30  
mail@histolab.se  
www.histolab.se

REF

Catalog No.

LOT

Batch No.

IVD

In Vitro  
Diagnostic Use



Use By



Consult Instructions  
for Use



Manufacturer